

Empulse brinda una amplia variedad de ayudas eléctricas para sillas de ruedas manuales, pensadas para ajustarse a diversas necesidades, preferencias, entornos y estilos de vida. Explora una gama única y completa diseñada para potenciar tu día a día.

MÁS DISTANCIA. MÁS VELOCIDAD. MÁS AVENTURAS.



SISTEMA DE ASISTENCIA ELÉCTRICA

Sustituye las ruedas traseras de la silla de ruedas. Se controla mediante un mando inalámbrico o mediante empuje manual con los aros.



MOTOR AUXILIAR

Se coloca en la parte trasera del armazón de la silla de ruedas y proporciona un impulso adicional mediante una caja de control inalámbrica.



HANDBIKES

Se colocan en la parte delantera del armazón de la silla de ruedas. Se controlan con un manillar de dirección y un acelerador (o bielas manuales).



AYUDAS PARA EL ACOMPAÑANTE

Permiten a los cuidadores controlar la asistencia eléctrica mediante una caja de control montada en las empuñaduras traseras de la silla.





POTENCIA EXTRA PARA TU SILLA SIN LÍMITES

Con un diseño sofisticado y moderno, la ayuda eléctrica Empulse M90 es la más ligera de su categoría, aportando potencia y elegancia sin añadir peso. Reduce el esfuerzo al propulsar tu silla de ruedas, conservando tu energía, e integra un mando dual con dos modos de conducción en un solo dispositivo. Sin cables visibles y con baterías extraíbles, mantiene el ancho original de la silla para una experiencia ligera y estilizada.













REDUCE LA FATIGA Y EL ESTRÉS EN LOS HOMBROS

El innovador motor auxiliar para sillas de ruedas manuales Empulse R90 te impulsa con facilidad. Se coloca bajo el asiento de la silla con un diseño sofisticado e inteligente. Es tan compacto que no afecta al tamaño ni radio de giro de la silla. La caja de control inalámbrica con botón pulsador permite un manejo fácil con una sola mano, y la app R90 te permite seleccionar el perfil de rendimiento que mejor se adapte a tu entorno.

Streetllet



ACOPLE RÁPIDO Y SIN ESFUERZO

La handbike eléctrica StreetJet se acopla a tu silla de ruedas con un solo movimiento, sin esfuerzo y sin piezas adicionales. Con una autonomía de hasta 50 km y la capacidad de enfrentarse a terrenos difíciles, permite llegar más lejos, más rápido y por más tiempo. La opción 'Tetra' permite utilizarla incluso con función limitada en las manos, siendo una solución perfecta para mantener la independencia y la movilidad. Repleta de funciones de control personalizables y opciones de estilo para adaptarse a cada persona. ¡Un sólo click y listo!



F55



COMPACTA Y LIGERA

La handbike eléctrica F55 se guarda fácilmente tanto en el maletero de tu coche como en casa, por lo que siempre estará lista para usarse en cualquier momento. Equipada con múltiples ajustes incorporados, no sólo se adapta a tu estilo de vida, sino que también se adapta a ti. Elige la rueda compacta de 8,5" para maniobrar en el centro de la ciudad o la rueda de 14" para las aventuras al aire libre.







NUESTRA HANDBIKE MÁS PEQUEÑA Y LIGERA

Con una autonomía de hasta 15 km, la handbike eléctrica F35 ofrece el equilibrio perfecto entre alcance y portabilidad. Gracias a su batería certificada por la IATA*, es ideal para quienes viajan diariamente y buscan una solución práctica tanto para distancias cortas como largas. Se puede acoplar y desacoplar fácilmente mediante un mecanismo de acoplamiento rápido con un solo movimiento, perfecto para hacer varias paradas a lo largo del día.

* Las compañías aéreas tienen diferentes requisitos en relación al transporte de productos con baterías de iones de litio. Antes de organizar cualquier viaje en avión con tu silla de ruedas, confirma con la compañía aérea o transportista si aceptan sillas de ruedas con baterías según la clasificación de la ONU: UN3171. Consulta el manual de instrucciones para obtener más información.



ATTITUDE



PARA TODAS LAS **EDADES Y ESTILOS DE VIDA**

Tanto si quieres mantenerte en forma con la handbike Attitude Manual, aprovechar los beneficios de la rehabilitación y el ejercicio intermitente con la Attitude Hybrid, o moverte con libertad gracias a la Attitude Power, existe un modelo Attitude que se adapta a tu estilo de vida. Y para los jóvenes aventureros, la Attitude Junior es la compañera ideal.










Ya sea en pendientes o en viajes largos de hasta 15 km, el R20 hace que sea mucho más fácil para el acompañante empujar una silla de ruedas manual. Combinando una función única de plegado, con un peso total súper ligero (4,5 kg máx), es muy fácil de transportar, al mismo tiempo que permite al usuario autopropulsar su silla sin ningún impedimento. Además, es compatible con la gran mayoría de sillas de ruedas manuales del mercado.



	E M90	E R 90°	<i>Str</i> ee <i>tl</i> let	E F 55	E F35	ATTITUDE	E R 20°
Tipo de dispositivo			Å T				
Tipo de acople	Ruedas Quick-Release (Desmontaje rápido)	Acople al eje trasero con sistema V-Lock	Al armazón delantero	Al sub-armazón delantero	Al sub-armazón delantero	Al armazón delantero	Al armazón trasero
Mando	Control dual seleccionable por usuario: joystick o aros	Caja de control inalámbrica	Acelerador en el manillar	Acelerador en el manillar	Acelerador en el manillar	Manual: Bielas Power: Acelerador en el manillar	Acelerador para cuidador con control de pulgar
Peso ¹	5,9 kg (cada rueda, con batería)	6,6 kg (con batería de 2,5 Amp)	Desde 15 kg (con batería de 14 Amp)	Desde 13 kg (con batería)	Desde 9 kg (con batería & sub-armazón)	Junior: 14,5 kg Manual: 14,5 kg, Hybrid: 21,5 kg, Power: 15,3 kg	4,5 kg
Autonomía ²	Hasta 15 km	Hasta 15,7 km (baterá std.) Hasta 31,4 km (Batería extendida)	Hasta 50 km (con batería de 14 Ah) Hasta 26 km (con batería de 8 Ah opcional)	Hasta 50 km	Hasta 15 km	Manual: N/A Hybrid: hasta 120 km Power: hasta 50 km	Hasta 15 km
Tamaño rueda	24"	7.75"	12" / 16" (cubierta neumática)	8,5" maciza o 14" neumática	6.5"	Junior: 16" Manual: 20" Hybrid: 20" Power: 16"	6"
Velocidad máx.	6 km/h	6 km/h (9 km/h opcional)	20 km/h (6, 10 y 15 km/h opcionales)	20 km/h (6, 10 y 15 km/h opcionales)	6 km/h (10 o 15 km/h opcionales)	Manual: N/A Hybrid: 15 km/h Power: 15 km/h (6 y 10 km/h opcionales)	3 velocidades (2. 3.7 y 5 km/h)

^{1.} Podría variar dependiendo de la configuración del producto.

Sunrise Medical S.L Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga Vizcaya, España Tel: 902 14 24 34 Fax: 94 648 15 75 www.SunriseMedical.es



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.









^{2.} La autonomía podría variar en función de la superficie del suelo, el peso del usuario, el estilo de conducción, la temperatura y las condiciones del terreno.