

Lista de productos Invacare®

que pueden ser utilizados en un vehículo equipado con un sistema de sujeción homologado (a prueba de choques)

A continuación encontrará la lista de los productos que cumplen con la normativa ISO 7176-19:

Sillas de ruedas manuales ▾	Sillas de ruedas activas ▾	Sillas de ruedas de Confort y Posicionamiento ▾	Sillas de ruedas electrónicas ▾
Invacare® Action® ^{®5} & Action® ^{®5} Rigid	Küschall® K-Series 2.0	Rea® Clematis® Pro	Aviva® RX20, Aviva® RX40
Invacare® Action® ^{®4} _{NG}	Küschall® Compact 2.0	Rea® Dahlia®	Invacare® TDX® SP2
Invacare® Action® ^{®3} _{NG} Rocking Chair	Küschall® Compact Attract	Rea® Azalea® Family	Invacare® TDX® SP2 NB
Invacare® Action® ^{®3} _{NG} , Action® ^{®3} _{NG} Light & Action® ^{®3} _{NG} Light Xtra			Invacare® Storm® ^{®4} Family
Invacare® Action® ^{®3} Junior			Invacare® Esprit Action
Invacare® Action® ^{®2} _{NG} Invacare® Action® ^{®2} _{NG} Transit Lite			

Nota importante: Para poder utilizar su silla de ruedas como asiento en un vehículo, no olvide seleccionar en tarifa la opción de Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) o compruebe si esta función viene de serie en el producto.

Nota: dependiendo del modelo de silla, podría ser necesario un accesorio adicional como por ejemplo un reposacabezas. Para un uso adecuado, es esencial leer detenidamente el manual del usuario. La opción de Fijación 4-puntos compatible con la norma ISO 7176-19 tiene que ir siempre acompañada de un pictograma de este tipo en la silla de ruedas:



ISO 7176-19

¿En qué consiste la normativa ISO 7176-19?

La norma ISO 7176-19 es la norma de referencia que se aplica a todas las sillas de ruedas, manuales y eléctricas, que, además de su función principal como dispositivos de movilidad sobre ruedas, también pueden utilizarse como asientos orientados hacia delante en vehículos motorizados por niños y adultos con una masa corporal igual o superior a 22 kg. La norma ISO 7176-19 define los requisitos de diseño y prestaciones de las sillas de ruedas y los métodos de ensayo asociados, así como los requisitos para el etiquetado de las sillas de ruedas, la documentación publicitaria, las instrucciones de uso y las advertencias dirigidas a los usuarios.



Aquí está también la lista de productos compatibles con la estación de acoplamiento **DAHL**, que permite la conducción o el transporte pasivo en un vehículo, con toda seguridad:

- Invacare® Storm®^{®4} Family
- Invacare® TDX® SP2
- Aviva® RX
- Invacare® TDX® SP2 NB

Síguenos !

