

Softform Premier Visco



Reducción máxima de presiones.



Yes, you can.

El **Invacare Softform Premier Visco** es un colchón para prevención del desarrollo de escaras por presión. La principal cualidad del colchón es el adaptarse a la forma del cuerpo del usuario gracias al inserto de visco de alta densidad y sensible a la temperatura corporal. Esta característica proporciona comodidad y facilita la reducción de presiones minimizando los picos de presión.

Reducción de presiones y prevención

El inserto de visco termo-sensitivo se adapta a la forma del paciente maximizando el área de contacto del cuerpo y por lo tanto, facilitando la liberación de presiones en puntos específicos. Optimo para usuarios considerados de Alto Riesgo (calificación 20 escala de Waterlow).

Composición

Una estructura en forma de U de espuma de alta densidad azul da soporte y protege al **Premier Visco**. El corazón del colchón incluye una capa de espuma que brinda comodidad y el inserto de visco en la parte superior para absorber presiones.

Características y opciones



Funda sellada con alta frecuencia para prevenir filtraciones

Impermeable y transpirable, bi-elástica y biocompatible. Información impresa en la funda.



Construcción modular

Reemplazo fácil de las partes, incrementa la vida del producto.



No requiere manipulación

El colchón no requiere ser girado o rotado, esto reduce la manipulación del producto.



Cremallera con solapa protectora

Reduce el riesgo de una posible filtración de líquidos, la cremallera permite separar fácil y completamente la parte superior de la funda, para lavarla o realizar inspecciones del colchón.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Ancho	Largo	Altura	Peso total	Peso máx. usuario	Limpieza
Softform Premier Visco	 880 mm	 1950 mm	 152 mm	 13 kg	 247.6 kg	 80°
Softform Premier Visco	1200 mm	2000 mm	152 mm	13.5 kg	247.6 kg	80°




Normas

BS EN 597-1 (cigarrillo), BS EN 597-2 (cerilla) BS7177:1996 Crib 5 = Resistencia al fuego.

Color

Azul báltico



* La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.

Densidad, dureza y altura:

Blanco : 55 kg/m³ // 80 N // 4 cm

Rosa : 38-40 kg/m³ // 105-135 N // 4 cm

Azul : 38-40 kg/m³ // 180-200 N // 7,2 cm

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.



© 2023 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Premier Visco - ES 02/2023