

Domus S

Superficie Especial de Manejo de Presión



Wellell

El Domus S es la SEMP Wellell recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

Prevención UPPs



Tratamiento UPPs



El Domus S cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 16 celdas de 12,5 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).


Eficacia terapéutica:



Alivio de Presión: Básico. Gracias a sus 16 celdas alternantes de 12,5 cm de altura. Área de alivio de presión en la zona de los talones.



Celdas alternantes: De 12,5 cm conforme a las recomendaciones de la EPUAP.



Área de alivio de presión en los talones: La inclinación de las celdas es decreciente en las últimas 8 celdas para un mejor alivio de presión.

Wellell Iberia S.L.

Elcano 9, 6ª planta
48008 Bilbao. Vizcaya. Spain
T +34 94 4706408
info@wellell.com



Descripción de producto	Referencia
Domus S	0101020NW

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso	32 x 23,5 x 36,5. 4,7 kg
--	--------------------------

Especificaciones del colchón

Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	200 x 85 x 12,5 - 9 cm . 3,1 kg
Celdas	16 celdas de PVC sanitario de 12,5 cm
Solapas de ajuste al somier	Sí
Certificados	Retardante al fuego CA 117
Garantía	6 meses

Especificaciones del compresor

Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso	25 x 11,2 x 9,5 cm. 1,2 kg
Voltaje	AC 230V, 50 Hz
Máxima salida de aire	4 litros/minuto
Ajuste de rango de presión	Sí, según peso paciente (40-120 kg)
Duración del ciclo alternante	9,6 minutos
Terapia	Alternante
Nivel sonoro	< 36 dBA
Botón encendido y apagado. Colgadores	Sí
Carcasa	ABS retardante al fuego
Certificados	Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21
Garantía	2 años

Wellell